

Aplicación de Monitorización de la Presión Arterial

Una solución innovadora para el control de su salud cardiovascular.

Agenda: Hoja de Ruta de Nuestro Proyecto

01

Visión General del Proyecto

Entender el alcance y los objetivos clave de la aplicación.

02

Funcionalidades Clave

Detalles de las características esenciales para usuarios y médicos.

03

Arquitectura Técnica

Tecnologías y componentes que darán vida a la aplicación.

04

Experiencia de Usuario

Diseño de la interfaz para una interacción intuitiva y efectiva.

Expansión Futura

05

Potencial de crecimiento y nuevas integraciones.

Visión General del Proyecto

Estamos desarrollando una aplicación Android integral en **Java (Android Studio)** para el monitoreo de la presión arterial. Esta herramienta empodera tanto a pacientes como a profesionales médicos.

Objetivo Principal

Registrar, almacenar, clasificar y visualizar datos de presión arterial para un seguimiento efectivo.

Lo que SÍ resolverá: Registro, almacenamiento seguro, clasificación automatizada, gráficas claras y recomendaciones básicas.

Público Objetivo

- Pacientes: Monitoreo diario en casa o clínica.
- Médicos: Acceso rápido a historiales para decisiones clínicas.

Lo que NO resolverá: Diagnósticos médicos profesionales ni sustitución de la consulta con un cardiólogo.

Funcionalidades Clave: El Corazón de la Aplicación



Registro Detallado

Captura de presión sistólica, diastólica, frecuencia cardíaca, fecha, hora y condiciones de medición (reposo, ejercicio, estrés).



Almacenamiento Seguro

Datos guardados localmente con **Room** y sincronizados con una API externa para mayor seguridad y accesibilidad.



Clasificación y Análisis


Clasificación automática de mediciones según valores de la OMS y visualización de tendencias en gráficas interactivas.



Recomendaciones Personalizadas

Integración con una API para ofrecer recomendaciones básicas basadas en los patrones de presión arterial del usuario.


Entradas y Salidas: Flujo de Información



La aplicación está diseñada para manejar eficientemente la información esencial, desde la entrada de datos por parte del usuario hasta la entrega de análisis y recomendaciones útiles.

Arquitectura Técnica: El Motor de la Aplicación

Nuestra aplicación se construye sobre una base técnica robusta, asegurando rendimiento, fiabilidad y escalabilidad.





Manejo de Errores y Validaciones

La fiabilidad de los datos es crucial. Implementaremos estrictas validaciones y estrategias de manejo de errores para garantizar la precisión y la integridad.

Validación de Rangos

Conectividad

No se permitirán valores fuera de rangos fisiológicos (ej. sistólica 50–250 mmHg).

Campos Obligatorios

Validar la conexión a internet antes de enviar datos a la API, con opción de guardar offline.

Manejo Offline

Los datos se almacenarán localmente y se sincronizarán cuando la conexión se restablezca.

Asegurar que todos los campos críticos estén completos.

Expansión Futura: Crecimiento y Nuevas Capacidades

Esta aplicación está diseñada con una visión de futuro, con potencial para integrar funcionalidades avanzadas que mejorarán la experiencia del usuario y la utilidad clínica.



Integración Bluetooth

Conexión directa con tensiómetros Bluetooth para una captura de datos sin esfuerzo.



Sincronización Salud

Integración con plataformas como Google Fit y Apple Health para un ecosistema de salud unificado.



Perfiles Múltiples

Soporte para el monitoreo de múltiples pacientes, ideal para el ámbito familiar o de cuidadores.

Implementables ahora (corto plazo)	A futuro (cuando la app crezca)
Registro manual de presión (sistólica, diastólica, frecuencia cardíaca, fecha y hora).	Integración con tensiómetros digitales por Bluetooth o smartwatches.
Validación de datos fisiológicos (no permitir valores irreales).	Exportación automática a Google Fit o Apple Health.
Historial de registros con filtros por fecha.	Modo médico : un doctor puede ver registros de varios pacientes.
Clasificación automática según rangos de la OMS (Normal, Elevada, Hipertensión).	Generación de reportes PDF/Excel para enviar al médico.
Gráficas de evolución diaria/semanal con MPAndroidChart.	IA avanzada que analice patrones en el tiempo (ej. presión alta nocturna).
Notificaciones de recordatorio para tomarse la presión.	Soporte multilenguaje (español, inglés, etc.).
Alertas básicas en pantalla (verde, amarillo, rojo).	Pantalla educativa con consejos de estilo de vida personalizados.
Sincronización con API externa para recomendaciones básicas con IA.	Análisis predictivo: sugerir visitas médicas antes de que la presión empeore.